




JDENTALCARE

just smile



MADE IN ITALY



Решения без костных пластик
Имплантат при тяжелой резорбции
верхней челюсти

Скуловой Имплантат

JD ZYGOMA[®]

A GRAFTLESS SOLUTION

+ Титан Grade 4

+ Высокая первичная стабильность для немедленной нагрузки

Устанавливайте своим пациентам временный протез сразу после операции. Благодаря мультикортикальной фиксации и особой конструкции апекса имплантата вы легко получите высокую первичную стабильность.

+ Тело имплантата Ø3.9 и Ø4.3

Обеспечьте стабильность даже в тяжелых ситуациях с поврежденной костью.

+ Широкий выбор ортопедических и хирургических решений

Воспользуйтесь преимуществами усовершенствованной конструкции корпуса имплантата с полированной шейкой, внутренним шестигранным соединением, совместимым с JDEvolution Plus.

+ Решения без костно-пластических вмешательств


Избегайте сложных процедур костной пластики с помощью имплантата JDZygoma. Эта передовая концепция имплантата предназначена для идеальной фиксации в скуловой кости.

Тело имплантата Ø 3.9 мм

Тело имплантата Ø 4.3 мм

Ø 3.9 мм


Ø 4.3 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРОНКОВЫЙ ДИАМЕТР	АПИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ЛОЖЕ АБАТМЕНТА	ДЛИНА РЕЗЬБЫ	ДЛИНА ИМПЛАНТАТА
Ø 4.5	Ø 4.3	2.14	18.0	30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
				57.5
				60

Примечание: все измерения указаны в мм.




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Имплантат JDZygotа с винтом-заглушкой:


Ø 4.3

ZY43300:	JDZygotа Ø4.3 Длина 30
ZY43350:	JDZygotа Ø4.3 Длина 35
ZY43375:	JDZygotа Ø4.3 Длина 37.5
ZY43400:	JDZygotа Ø4.3 Длина 40
ZY43425:	JDZygotа Ø4.3 Длина 42.5
ZY43450:	JDZygotа Ø4.3 Длина 45
ZY43475:	JDZygotа Ø4.3 Длина 47.5
ZY43500:	JDZygotа Ø4.3 Длина 50
ZY43525:	JDZygotа Ø4.3 Длина 52.5
ZY43550:	JDZygotа Ø4.3 Длина 55
ZY43575:	JDZygotа Ø4.3 Длина 57.5
ZY43600:	JDZygotа Ø4.3 Длина 60



Сверла JDZygoma:

ZJDDRID50	Начальное сверло Длина 50 JDZygoma
JDDRZSF28	Сверло шаровидное Ø2.8 JDZygoma
JDDIADR	Алмазное сверло для JDZygoma
JDDIADRL	Алмазное сверло длинное для JDZygoma
ZJDDR28	Сверло Ø2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Сверло длинное Ø2.8 JDZygoma
ZJDDR32	Сверло Ø3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Сверло длинное Ø3.2 JDZygoma
ZJDDR36	Сверло Ø3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Сверло длинное Ø3.6 JDZygoma
ZJDDREXS150N	Сверло Extra Zigomatic 1 Длина 50
ZJDDREXS170N	Сверло Extra Zigomatic 1 Длина 70
ZJDDREXS250N	Сверло Extra Zigomatic 2 Длина 50
ZJDDREXS270N	Сверло Extra Zigomatic 2 Длина 70
ZJDDREXS350N	Сверло Extra Zigomatic 3 Длина 50
ZJDDREXS370N	Сверло Extra Zigomatic 3 Длина 70
JDZPR	Зонд глубиномер 60мм JDZygoma



Абатмент Мульти-юнит:


EVCA4545C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 45° Высота 4.5 JDZygoma
EVCA4560C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 45° Высота 6.0 JDZygoma
EVCA5250C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 52° Высота 5.0 JDZygoma
EVCA6050C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 60° Высота 5.0 JDZygoma
EVCAPS:	Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCAPSL:	Винт длинный ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCASA:	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCASA60:	Винт для углового 60° абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus
EVCAPSA	Винт ортопедический для угловой отвертки Мульти-юнит
EVCAICOTEC:	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит с захватом JDEvolution Plus+
EVCAICOTC:	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCAICOTLC:	Трансфер для открытой ложки длинный Мульти-юнит Высота 12 JDEvolution Plus+
EVCAICOT02:	Винт для трансфера под мостовидный протез для открытой ложки абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCAICOT04:	Винт длинный для трансфера под мостовидный протез для открытой ложки абатмента Мульти-юнит
EVCAICTC	Трансфер под мостовидный протез для закрытой ложки абатмента Мульти-юнит
EVCAHC9:	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 9.0 JDEvolution Plus+
EVCAHCL:	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 6.0 JDEvolution Plus+
EVCAHC:	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 3.5 JDEvolution Plus+
EVCAHCB:	Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит Высота 3.5 JDEvolution Plus+
EVCAGPAEC:	Абатмент GP для абатмента Мульти-юнит с захватом JDEvolution Plus+
EVCAGPANEC:	Абатмент GP для абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus+
EVCATANEWSC:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата гладкий для сварки JDEvolution Plus+
EVCATANEC:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus+
EVCATANEWC:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата для сварки JDEvolution Plus+
EVCAWANEC:	Wax up колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus+
EVCAAR	Аналог абатмент Мульти-юнит
EVNCA10C:	Абатмент Мульти-юнит прямой Высота 1.0 JDEvolution Plus
EVNCA15C:	Абатмент Мульти-юнит прямой Высота 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA20C:	Абатмент Мульти-юнит прямой Высота 2.0 JDEvolution Plus
EVNCA30C:	Абатмент Мульти-юнит прямой Высота 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40C:	Абатмент Мульти-юнит прямой Высота 4.0 JDEvolution Plus
EVCA1725C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° Высота 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° Высота 3.5 JDEvolution Plus

Рекомендуемое усилие:

30 Нсм



Рекомендуемое усилие: 15 Нсм
 Рекомендуемое усилие: 15 Нсм
 Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
 Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
 Рекомендуемое усилие: 15 Нсм



Рекомендуемое усилие: 15 Нсм

Рекомендуемое усилие:
30 Нсм




Рекомендуемое усилие:

30 Нсм




EVCA3025C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° Высота 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° Высота 3.5 JDEvolution Plus
EVNCA15TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой Высота 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA30TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой Высота 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой Высота 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA50TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой Высота 5.0 JDEvolution Plus
EVCA1725TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue угловой 17° Высота 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue угловой 17° Высота 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3025TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue угловой 30° Высота 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue угловой 30° Высота 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3050TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue угловой 30° Высота 5.0 JDEvolution Plus



Рекомендуемое усилие: 30 Нсм

Титановое основание, скан-маркер, аналог CAD CAM имплантата:


EVCASBCEC:	Скан-маркер абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus+
EVCASBCEEC:	Сканмаркер абатмент Мульти-юнит с захватом JDEvolution Plus+
EVCASBCEESC:	On top сканмаркер абатмент Мульти-юнит
EVCAITEC:	Интерфейс CAD CAM с захватом абатмента Мульти-юнит Высота 7.5 JDEvolution Plus
EVCAITC:	Интерфейс CAD CAM абатмента Мульти-юнит Высота 7.5 JDEvolution Plus
EVCATIBC:	Интерфейс CAD CAM абатмента Мульти-юнит Высота 5.0 JDEvolution Plus
EVCAARC:	Аналог CAD CAM имплантата Мульти-юнит



Рекомендуемое усилие: 15 Нсм

Ортопедические инструменты:


EVID:	Имплантовод JDEvolution Plus+
EVIDL:	Имплантовод длинный JDEvolution Plus+
EVSDPF15:	Отвертка шестигранная 1.27 для динамометрического ключа 15мм JDEvolution Plus+
EVSDPF20:	Отвертка шестигранная 1.27 для динамометрического ключа 20мм JDEvolution Plus+
EVSDPF25:	Отвертка шестигранная 1.27 для динамометрического ключа 25мм JDEvolution Plus+
EVSDPF35:	Отвертка шестигранная 1.27 для динамометрического ключа 35мм JDEvolution Plus+
EVSDPF60:	Отвертка шестигранная 1.27 для динамометрического ключа 60мм JDEvolution Plus+
EVSDCAF:	Адаптер для динамометрического ключа для Мульти-юнита
EVSDP20:	Отвертка шестигранная 1.27 машинная 20мм JDEvolution Plus+
EVSDP25:	Отвертка шестигранная 1.27 машинная 25мм JDEvolution Plus+
EVSDP30:	Отвертка шестигранная 1.27 машинная 30мм JDEvolution Plus+
EVSDCA:	Адаптер машинный для Мульти-юнита
EVSDPF25A:	Угловая отвертка для динамометрического ключа 25мм
EVSDPF30A:	Угловая отвертка для динамометрического ключа 30мм



JDID102 Скуловой анатомический ортопедический измеритель ZAPA JDZygoma

EVSUD Ручной имплантовод JD

EVSDMAX Ручной имплантовод максимальный JD



Хирургический набор JDZygoma:

ZSKITE	Хирургический набор JDZygoma Extra
ZSKITF	Хирургический набор JDZygoma Full

Ортопедические решения:

Соединение JDZygoma совместимо с JDEvolution Plus+



JDENTALCARE

jdentalcare.com



MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50



jdentalcare.ru